

# Памятка пациентам

## Важные правила проведения процедуры

На EMSELLA проводятся сеансы высокоинтенсивной сфокусированной электромагнитной терапии. В сиденье кресла находится мощный генератор и кольцевая катушка, которые производят магнитные поля с интенсивностью до 2,5 Тесла.

**!** Магнитное поле может выводить из строя электронные устройства в радиусе 1 метра. Любые металлические предметы также не должны находиться в комнате, чтобы не нарушать работу аппарата.

### **Во время сеанса на аппарате EMSELLA необходимо убрать из комнаты**

- мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты
- кредитные/скидочные карты
- флеш-карты/сим-карты
- механические/электронные часы
- слуховые аппараты
- зарядные устройства
- электронные ключи
- любые металлические детали – ремни, сумки, брелки с ключами, кольца, цепочки и пр.
- снять с тела кольца, серьги, пирсинг, если в их составе присутствует металл (магнетик)
- снять интимный пирсинг (даже не металлический)

Ваши личные вещи – сумки с телефоном, металлические предметы, верхняя одежда – Вы можете оставить в гардеробном шкафчике, в холле, под замком. В комнате проведения процедуры Вы сможете раздеться до нижнего белья, если это будет необходимо для безопасности процедуры, и повесить вещи на крючки.

### **Процедуры на аппарате EMSELLA не назначаются пациентам, у которых установлены**

- водитель сердечного ритма, инсулиновая помпа и др. электронные имплантированные устройства
- металлоостеосинтез (пластины, шурупы и проч.)
- внутриматочные спирали (ВМС)

**!** При повреждении электронных устройств администрация медицинского центра «Мой доктор» ответственности не несет